


PROLAFIX[®]

BANDELETTE POUR CURE DE PROLAPSUS
TAPES FOR PROLAPSE TREATMENT



MICROVAL
FRANCE

PROLAFIX[®] PET, PP & PPLW

BANDELETTE POUR CURE DE PROLAPSUS

TAPES FOR PROLAPSE TREATMENT



Caractéristiques :

La bandelette **ProlaFix[®]** existe en trois matières différentes offrant ainsi un large choix pour un meilleur traitement.

ProlaFix[®] PET est une structure tricotée à mailles rectangulaires ajourées et bloquées obtenue à partir de multi filaments de polyester (Polyéthylène Téréphtalate)

ProlaFix[®] PP est fabriqué à partir d'un treillis indémaillable tricoté avec un monofilament de 150µm, 100% polypropylène biocompatible, en densité de 90g/m².

ProlaFix[®] PPLW sont constitués d'un treillis indémaillable à larges mailles, de densité 60g/m², en monofilament 150µm biocompatible 100% polypropylène tricoté.

Indications :

Les bandelettes **ProlaFix[®]** sont particulièrement indiquées dans le traitement des prolapsus génitaux accompagnés de rectocèle et cystocèle avec ou sans utérus.


Les bandelettes **ProlaFix[®]** peuvent être utilisées par coelioscopie ou par laparoscopie.

Propriétés :

La texture des bandelettes **ProlaFix[®]** est transparente et possède une remarquable mémoire de forme ce qui favorise et facilite sa manipulation et son utilisation par voie coelioscopique.

Les bandelettes **ProlaFix[®]** possèdent d'excellentes propriétés mécaniques ainsi qu'une excellente résistance au déchirement.

Les bandelettes **ProlaFix[®]** sont totalement inertes et apyrogènes.



Characteristics :

ProlaFix[®] tape exists in three different raw materials offering a large choice for a better treatment.

ProlaFix[®] PET is a knitted structure, with blocked rectangular stitch made of polyester multifilament (Polyethylene Terephtalate).

ProlaFix[®] PP is made from 100% biocompatible polypropylene knitted mesh with a 150µm diameter monofilament, with a density of 90g/m².

ProlaFix[®] PPLW are made with a large pores 60g/m² mesh with 150 µm monofilament biocompatible 100% polypropylene.

Indications :

ProlaFix[®] tapes are mainly indicated in genital prolapses treatments allong with rectocell and cystocell with or without uterus.

ProlaFix[®] tapes can be used as well through laparoscopic or open surgery approach.

Properties :

ProlaFix[®] texture is transparent, with a good shape memory, making easier its handling and its use by laparoscopic approach.

ProlaFix[®] tape has very good mechanical properties especially regarding tensile strenght.

ProlaFix[®] tapes are fully inerte and apyrogenous.

Références/References			Formes Shapes	Dimensions/Sizes (cm)
PET	PP	PPLW LW		
416803	413803	414803		1 bandelette 2,5 x 18, 1 bandelette 3,5 x 18 et 1 implant 8 x 19 1 tape 2,5 x 18, 1 tape 3,5 x 18 and 1 implant 8 x 19
416804	413804	414804		1 bandelette 2,5 x 18, 1 bandelette 3,5 x 18 et 1 implant 7x18 1 tape 2,5 x 18, 1 tape 3,5 x 18 and 1 implant 7x18
416813		414813		1 bandelette 2,5 x 18, 1 bandelette 3,5 x 18 et 1 implant 8 x 24 1 tape 2,5 x 18, 1 tape 3,5 x 18 and 1 implant 8 x 24
416814		414814		1 bandelette 2,5 x 18, 1 bandelette 3,5 x 18 et 1 implant 7x24 1 tape 2,5 x 18, 1 tape 3,5 x 18 and 1 implant 7x24

Les bandelettes **ProlaFix[®]** sont livrées conditionnées sous double sachets, dans une boîte carton filmée. Elles sont stérilisées par irradiation aux rayons gamma pour le PET et à l'oxyde d'éthylène pour PP et PPLW.

ProlaFix[®] tapes are delivered packaged under double pouches into filmed cardboard box. They are sterilized by gamma ray radiations for PET ones and by ETO for PP and PPLW.